


FRED[®] easyport[®] plus Trainer

Defibrillatore automatico esterno (AED)



Guida utente



SCHILLER

The Art of Saving Lives



Art. n.: 2.511602 Rev. a



Informazioni sulla vendita e l'assistenza

La rete di centri di post-vendita e assistenza SCHILLER è presente a livello mondiale. Per l'indirizzo dei distributori locali, contattare la filiale SCHILLER più vicina.

In caso di difficoltà si potrà reperire un elenco completo dei distributori visitando il sito Internet:

<http://www.schiller.ch>

Informazioni sulle vendite si possono ottenere inoltre scrivendo a:

sales@schiller.ch



Produttore e responsabile per il marchio

SCHILLER AG

Tel.: +41 (0) 41 766 42 42

Altgasse 68

Fax: +41 (0) 41 761 08 80

CH-6341 Baar, Svizzera

E-mail: sales@schiller.ch

Web: www.schiller.ch



Contenuto

1	Note relative alla sicurezza	5
1.1	Scopo previsto.....	5
1.2	Controindicazioni	5
1.3	Responsabilità dell'utente	5
1.4	Funzionamento in sicurezza.....	5
1.5	Manutenzione e pulizia	6
1.6	Termini aggiuntivi.....	6
1.6.1	Limiti di garanzia	6
1.7	Simboli/indicatori	7
1.7.1	Simboli utilizzati nella presente guida utente	7
1.7.2	Simboli utilizzati sul dispositivo	8
1.7.3	Simboli utilizzati sulla confezione degli elettrodi di addestramento....	9
2	Componenti e funzionamento	10
2.1	Informazioni generali	10
2.1.1	Configurazioni tramite App di simulazione.....	11
2.1.2	Configurazioni sul FEP+ TRAINER	12
2.2	Elementi operativi e di visualizzazione	15
2.2.1	Panoramica del FEP+ TRAINER	15
2.2.2	FRED easyport plus con borsa (opzionale)	16
2.3	Inserire le batterie.....	17
2.3.1	Accensione e spegnimento del dispositivo	17
2.3.2	Accoppiamento dispositivo-smartphone	18
3	Formazione	19
3.1	Procedura di addestramento: defibrillazione semiautomatica (AED)	19
3.2	Procedura di addestramento: defibrillazione automatica (AED).....	20
3.3	Procedura di addestramento modalità AED manuale.....	21
3.4	Formazione sulle compressioni toraciche (opzionale)...	23
3.4.1	Impostazione del sensore	24
3.5	Accessori e materiali monouso	26
3.5.1	Informazioni per gli ordinativi	26
3.5.2	Accessori richiesti	26
3.6	Informazioni sullo smaltimento.....	27
3.6.1	Smaltimento delle batterie.....	27
3.6.2	Smaltimento al termine del periodo di vita utile del dispositivo.....	27
3.7	Risoluzione dei problemi	28
3.7.1	Risoluzione dei problemi	28
3.8	Prevenzione delle interferenze elettromagnetiche.....	29
3.8.1	Misure per la prevenzione delle interferenze elettromagnetiche.....	29
4	Dati tecnici	30
4.1	Dati di sistema	30

5 Appendice Simboli31

1 Note relative alla sicurezza

1.1 Scopo previsto

- Indicazione**
- ▲ Il **FRED easyport plus® TRAINER** è un dispositivo di addestramento progettato per addestrare gli utenti previsti a svolgere le funzioni previste nell'ambiente previsto del dispositivo FRED easyport plus.
- Utente previsto**
- ▲ Il **FRED easyport plus® TRAINER** viene utilizzato SOLO per l'addestramento e la simulazione e **NON** per l'uso su un paziente.
 - ▲ Il **FRED easyport plus® TRAINER** è destinato ad essere utilizzato per l'addestramento degli stessi utenti cui è destinato il dispositivo FRED easyport plus. FRED easyport plus® Trainer può essere utilizzato da:
 - Chiunque desideri essere addestrato all'applicazione di un defibrillatore automatico esterno (AED) con supervisione e indicazioni di un istruttore.

1.2 Controindicazioni



Limitazioni

- ▲ Nessuna controindicazione nota per il sistema.

Controindicazione per il paziente

- ▲ Il **FRED easyport plus® TRAINER** non è indicato per il trattamento di pazienti.

1.3 Responsabilità dell'utente



- ▲ Provvedere all'immediata sostituzione dei componenti difettosi o mancanti.
- ▲ Smaltire adeguatamente il materiale utilizzato per l'imballaggio e assicurarsi che non sia accessibile ai bambini.
- ▲ Non conservare gli elettrodi di addestramento insieme agli elettrodi normali o al defibrillatore normale.
- ▲ Questa guida utente è indirizzata solo all'istruttore e non al partecipante.

1.4 Funzionamento in sicurezza



- ▲ Riferire immediatamente alla persona responsabile qualsiasi modifica (incluse procedure operative) che possa in qualsiasi modo influenzare la sicurezza.
- ▲ Utilizzare solo elettrodi di addestramento originali SCHILLER.
- ▲ Sostituire immediatamente un'unità danneggiata o cavi e connessioni danneggiati.
- ▲ Mettere in funzione il dispositivo esclusivamente in conformità ai dati tecnici specificati.

1.5 Manutenzione e pulizia



- ▲ Prima di procedere alla pulizia, spegnere l'unità e togliere la batteria.
- ▲ Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.
- ▲ Non immergere in nessun caso il dispositivo o i gruppi cavi in liquidi.

1.6 Termini aggiuntivi

1.6.1 Limiti di garanzia

Il dispositivo SCHILLER FRED easyport plus® TRAINER è garantito da difetti di materiale e produzione conformemente ai termini e alle condizioni generali. Sono esclusi dalla presente garanzia danni causati da incidenti o da uso improprio dello strumento. La garanzia dà diritto alla sostituzione a titolo gratuito del componente difettoso. Si esclude qualsiasi responsabilità per danni di natura consequenziale. La garanzia è considerata nulla in caso di tentativi di riparazioni effettuati da personale non autorizzato o non qualificato.

In caso di difetti, inviare l'unità al rivenditore locale o direttamente al produttore. Il produttore può garantire la sicurezza, l'affidabilità e il funzionamento dell'apparecchio solo nel caso in cui:

- le operazioni di montaggio, le integrazioni, le nuove regolazioni, le modifiche o le riparazioni siano state eseguite da personale da esso autorizzato a tal fine,
- i ricambi utilizzati per le operazioni di montaggio, le integrazioni, le nuove regolazioni, le modifiche o le riparazioni siano consigliate o fornite da SCHILLER e
- l'unità FRED easyport plus® TRAINER di SCHILLER e le apparecchiature approvate collegate siano state utilizzate conformemente alle istruzioni fornite dal produttore.



Non sono presenti garanzie, espresse o implicite, estensibili oltre le garanzie sopra indicate. SCHILLER non riconosce alcuna garanzia di commerciabilità o di idoneità a scopi particolari relativamente al prodotto o alle sue parti.

1.7 Simboli/indicatori

1.7.1 Simboli utilizzati nella presente guida utente

Il livello di sicurezza è classificato in base allo standard ANSI Z535.6. La seguente panoramica presenta i simboli di sicurezza e le immagini utilizzate in questa guida utente.

In questa Guida utente i termini Pericolo, Avvertenza e Attenzione vengono utilizzati per segnalare potenziali pericoli e per indicare i livelli di rischio. Familiarizzare con le relative definizioni e significati.



Indica una situazione di potenziale pericolo che potrebbe provocare lesioni personali gravi o morte.



Indica una situazione di potenziale pericolo che potrebbe provocare lesioni personali. Questo simbolo viene inoltre utilizzato per indicare possibili danni materiali.



Note di sicurezza generali elencate in questo capitolo.



Informazioni importanti o utili per l'utente.

1.7.2 Simboli utilizzati sul dispositivo

Simboli generali utilizzati, vedi [5 Appendice Simboli](#).




È obbligatorio leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo!



Tensioni pericolose! Pericolo di scariche elettriche durante la defibrillazione.

IP44

L'involucro è protetto contro l'ingresso di corpi solidi estranei di ≥ 1 mm e dagli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni



Istruzioni per la sostituzione del vano batteria



Bluetooth incorporato



Attenzione: radiazione elettromagnetica non ionizzante. Alcuni dispositivi contengono un trasmettitore HF (Bluetooth).

FRED easyport plus® TRAINER irradia energia elettromagnetica ad alta frequenza e, se non installato e azionato conformemente al presente manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose per altri dispositivi. L'assenza di interferenze, tuttavia, non è garantita per tutte le installazioni. Se **FRED easyport plus® TRAINER** causa interferenze, è possibile determinarle spegnendo e accendendo il dispositivo o trasmettendo/non trasmettendo dati ECG. L'utente può prevenire eventuali interferenze elettromagnetiche adottando le seguenti misure preventive:

- Aumentare la distanza tra il dispositivo disturbato e **FRED easyport plus® TRAINER**. Mantenere una distanza di almeno 20 cm tra il dispositivo e il pacemaker.
- Ruotare il dispositivo per cambiare l'angolo di radiazione.

Per ulteriori dettagli, vedere [pagina 29](#).

1.7.3 Simboli utilizzati sulla confezione degli elettrodi di addestramento



- ▲ Questi elettrodi sono destinati esclusivamente all'addestramento, non per uso clinico.
- ▲ Non conservare questi elettrodi con il defibrillatore normale.

Simboli generali utilizzati, vedi [5 Appendice Simboli](#).



È obbligatorio leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare gli elettrodi!




Non piegare la confezione




Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato.



Monouso: eliminare dopo l'uso; non riutilizzare



- Togliere i vestiti al paziente
- Aprire la confezione degli elettrodi
- Togliere il foglio protettivo



Temperatura di conservazione per gli elettrodi



Data di scadenza degli elettrodi



Non conservare una confezione aperta per più di un giorno.



Il prodotto è inteso per l'uso su pazienti con peso corporeo pari o superiore a 25 kg.



Il prodotto è inteso per l'uso su pazienti con peso corporeo inferiore a 25 kg.

2 Componenti e funzionamento

2.1 Informazioni generali



La seguente istruzione utilizza la sigla **FEP+ TRAINER** invece del nome completo **FRED easyport plus® TRAINER**

FEP+ TRAINER è un simulatore semplice ed economico del **FRED easyport plus®** concepito esclusivamente per l'addestramento.

FEP+ TRAINER non eroga alcuna forma di energia, ma semplicemente riproduce il processo di rianimazione con diversi scenari. È alimentato da una batteria standard da 9 V

FEP+ TRAINER è dotato di Bluetooth, indicato dal simbolo ((:)) sull'etichetta del dispositivo e può essere controllato e configurato tramite smartphone o tablet mediante l'applicazione "Defi training" scaricabile da:



FEP+ TRAINER fornisce una simulazione che aiuta a familiarizzare con il **FRED easyport plus®** e attesta che gli utenti hanno le conoscenze necessarie per utilizzarlo, se necessario.

Modalità operative

La modalità operativa può essere selezionata mediante la configurazione. Basta un solo dispositivo per addestrare l'utente alla modalità completamente automatica, semi-automatica e manuale

- È possibile definire uno scenario predefinito e scaricarlo sul **FEP+ TRAINER**.
- Lo scenario può essere modificato durante l'utilizzo tramite l'applicazione Defi training.

Lingue

Tutte le lingue disponibili sul **FRED easyport plus** sono disponibili anche sul **FEP+ TRAINER**.

La selezione della lingua così come la selezione dello scenario viene effettuata tramite configurazione.

Pacchetto standard




Il pacchetto standard del **FEP+ TRAINER** comprende:

- 1 **FEP+ TRAINER**
- 1 set di elettrodi di addestramento
- 1 cavo per elettrodi di addestramento
- batteria da 9V

ARGUS LifePoint (opzionale)

Sensore di feedback per CPR per la formazione aggiuntiva sulle compressioni toraciche

2.1.1 Configurazioni tramite App di simulazione

<i>Configurazione</i>	<i>Valori</i>
<p>Dispositivo Simulazione dei seguenti tipi di dispositivi: Semiautomatico Manuale Automatico</p>	<p>Normale </p> <p>FEP+ Manuale </p> <p>FEP+ Automatico </p>
<p>Lingua audio</p>	<p><i>Elenco delle lingue disponibili</i></p>

2.1.2 Configurazioni sul FEP+ TRAINER

La seguente programmazione deve essere adattata all'organizzazione da addestrare.

Nota: le impostazioni in **grassetto** sono inserite con l'impostazione iniziale. La schermata dell'impostazione iniziale appare solo dopo che il dispositivo è stato impostato sulle impostazioni di fabbrica.

Per le impostazioni complete, consultare la guida utente del FRED easyport plus

Parametri del dispositivo configurabili	Per maggiori dettagli, vedere il riferimento sottostante o la guida utente del FRED easyport plus	Richiesta password
• Test di autocontrollo	-	No
• Collegamento Bluetooth	2.3.2 Accoppiamento dispositivo-smartphone	No
• Impostazioni del dispositivo >>>	Impostazioni del dispositivo >>>	Si
– Impostazioni CPR >>>	Impostazioni CPR, pagina 13	
– Feedback CPR >>>		
– Comunicazione >>>		
– Modalità di trasmissione >>>		
– Impostazioni di sistema >>>		Si
– Impostazioni locali >>> Lingua, Nazione, Ora, Data, Fuso orario	Impostazioni di sistema >>> Impostazioni locali, pagina 14	
– Impostazioni volume		
– Visualizzazione ECG e FC		
– Ripristina impostaz. fabbr.		
Seconda pagina		
– Importa impostazioni		
– Esporta impostazioni		
– Variante dispositivo di addestramento		
– First (Normale)		
– Auto (FEP+ Automatico),		
– Manuale (FEP+ Manuale)		
È possibile modificarla anche tramite l'App di simulazione, ma dopo il ciclo di accensione/spengimento il dispositivo si avvierà con la modalità programmata.		
– Ripristinare scenario predefinito		
(Elettrodi non ancora applicati, scarica/nessuna scarica/scarica)		

Accesso al menu impostazioni del dispositivo:

Per accedere alle impostazioni:

- Premere e tenere premuto il tasto  mentre si accende il dispositivo .
- Appare il menu di configurazione.
- Inserire la password  ;  ;   per il menu Impostazioni del dispositivo.



Nota: questo codice di accesso è riservato all'organizzazione di addestramento.

Impostazioni del dispositivo >>> Impostazioni CPR

Le impostazioni predefinite sono in **grassetto**

Parametro	Valori	Descrizione
Inizia con analisi	<ul style="list-style-type: none"> No Si 	Se è impostato Si, il dispositivo inizia l'analisi non appena vengono applicati gli elettrodi di defibrillazione. Se è impostato No, il dispositivo indica all'utente di eseguire la CPR prima dell'analisi. L'analisi inizierà una volta terminato l'intervallo di 2 minuti di CPR.
Mostra timer CPR	<ul style="list-style-type: none"> No Si 	Visualizzazione del timer CPR sulla linea di stato.
Conteggio timer CPR	<ul style="list-style-type: none"> Su Giù 	Timer con tempo trascorso oppure conto alla rovescia
Metronomo AED	<ul style="list-style-type: none"> On Spento CPR 	Comportamento predefinito del metronomo solo in modalità AED
Rapporto metronomo	<ul style="list-style-type: none"> 30:2 15:2 Cont. 	Impostazioni metronomo
Frequenza metronomo	<ul style="list-style-type: none"> 100 cpm 100-120 	Imposta la frequenza del metronomo

Ulteriori impostazioni per la modalità AED MANUALE

Impostazioni manuali >>>

Metronomo MAN	<ul style="list-style-type: none"> On/Off/CPR 	Comportamento predefinito del metronomo in modalità manuale
Rapporto metronomo	<ul style="list-style-type: none"> 30:2 / 15:2 / Cont 	Impostazioni metronomo in modalità manuale
Messaggi vocali CPR	<ul style="list-style-type: none"> Si No 	Messaggio vocale in modalità manuale attivato/disattivato.

Impostazioni del dispositivo >>> Feedback CPR

Parametro	Valori	Descrizione
Messaggi vocali CPR	<ul style="list-style-type: none"> Si No 	Si attiva il messaggio vocale durante la CPR

Impostazioni di sistema >>> Impostazioni CPR

Parametro	Valori	Descrizione
Volume	<ul style="list-style-type: none"> Basso (> 50) Medio (>55) Alto (>60) 	Imposta il volume dei messaggi vocali e delle notifiche. Attenzione: ▲ Assicurarsi che il rumore ambiente sia inferiore al volume audio impostato (Basso/Medio/Alto)
ECG e FC	<ul style="list-style-type: none"> No Si 	Visualizzazione della curva della FC e dell'ECG (<i>non visualizzato per l'AED manuale perché attivato come standard</i>)

Impostazioni di sistema >>> Impostazioni locali

Nota: queste impostazioni sono inserite con l'impostazione iniziale. La schermata dell'impostazione iniziale appare solo dopo che il dispositivo è stato impostato sulle impostazioni di fabbrica.

Parametro	Valori	Descrizione
Lingua	<ul style="list-style-type: none">• Inglese* tedesco francese spagnolo italiano ecc...	Imposta la lingua predefinita di avvio del dispositivo.
Nazione	<ul style="list-style-type: none">• Altro• Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti...	-
Data	<ul style="list-style-type: none">• -	Imposta la data
Ora	<ul style="list-style-type: none">• -	Imposta l'ora

2.2.2 FRED easyport plus con borsa (opzionale)



1




- (1) Finestra trasparente per LED "pronto all'uso"
- (2) Vano elettrodi di defibrillazione
- (3) Vano rasoio e forbici
- (4) Collegamento sensore di feedback per CPR ARGUS LifePoint (porta USB)
- (5) Vano ARGUS LifePoint

2.3 Inserire le batterie



- ▲ **Pericolo di esplosione!** Non esporre la batteria a temperature elevate e non smaltirla con i rifiuti domestici.
- ▲ Non tagliare, distruggere, bruciare, mettere in corto circuito o caricare la batteria.
- ▲ Se il dispositivo indica un problema relativo alla batteria, sostituirla. Non utilizzare batterie difettose.



1. Aprire il vano batteria premendo il meccanismo di bloccaggio in direzione della freccia (1).
2. Sollevare la batteria, scollegare il cavo e rimuovere la batteria
3. Inserire la batteria nuova nel dispositivo come illustrato nell'immagine (2) e collegare il cavo.
4. Chiudere il vano della batteria con il coperchio.

2.3.1 Accensione e spegnimento del dispositivo



Accensione

→ Premere il pulsante "ON/OFF" (1)



Spegnimento

→ Premere il pulsante "ON/OFF" (1) per 3 secondi.



Procedura di arresto forzato

Se non è possibile spegnere il dispositivo tramite la procedura sopra descritta, togliere e reinserire la batteria.







L'algoritmo AED in corso può essere messo in pausa durante la CPR con il pulsante verde ON/OFF (premere per 1 secondo) e riavviato premendo il pulsante ON/OFF.

2.3.2 Accoppiamento dispositivo-smartphone



Prima di poter selezionare il **FEP+ TRAINER** dall'elenco dei dispositivi dell'app (punto 8), è necessario accoppiarlo con lo smartphone



1. Premere e tenere premuto il tasto  mentre si accende il dispositivo .
 2. Viene visualizzato il menu di configurazione.
 3. Avviare il collegamento Bluetooth. La barra dei messaggi blu indica che Bluetooth è attivato (icona Bluetooth lampeggiante).
 4. Aprire sullo smartphone il menu Impostazioni > Dispositivi collegati (bluetooth) e selezionare Collegamento nuovo dispositivo. Viene visualizzato il nome FEP+Trainer 9010.xxxxxx.
 5. Per collegare il dispositivo allo smartphone, selezionare il nome e confermare il collegamento.
 6. Se il collegamento con lo smartphone è riuscito, sul dispositivo viene visualizzato "Bluetooth collegato".
 7. Aprire l'applicazione di addestramento Schiller Defi training sullo smartphone o sul tablet.
 8. Selezionare l'icona  nell'elenco dei dispositivi dell'applicazione di addestramento. Selezionare il dispositivo da utilizzare nell'elenco.
- Per ulteriori informazioni sull'applicazione, fare riferimento all'applicazione: Impostazioni  > Applicazione > Aiuto.



3 Formazione

i

- Non appena il **FEP+ TRAINER** viene acceso, iniziano i messaggi vocali.
- Consigliare al partecipante di seguire le istruzioni del dispositivo.
- L'algoritmo AED in corso può essere messo in pausa durante la CPR con il pulsante verde ON/OFF (premere per 1 secondo) e riavviato premendo il pulsante ON/OFF
- A seconda della configurazione, il **FEP+ TRAINER** inizierà con il punto 1 o 8 (vedere il capitolo [2.1.2 Menu Inizia con analisi Si/No](#)).
- Quando uno scenario è stato salvato con l'App, il **FEP+ TRAINER** inizia con il punto 2, perché lo stato dell'elettrodo è impostato su elettrodo applicato.

3.1 Procedura di addestramento: defibrillazione semiautomatica (AED)

- Le seguenti istruzioni sono conformi allo scenario "scarica consigliata" e successivamente due volte "scarica non consigliata". Gli scenari possono essere selezionati e salvati.
- La seguente procedura deve essere verificata dall'istruttore:
 - chiamare il numero di emergenza
 - utilizzare solo se il paziente non è cosciente
 - rimuovere gli abiti dalla parte superiore del corpo; tagliarli, se necessario
 - aprire la confezione degli elettrodi situata nella confezione del dispositivo strapandola
 - togliere la protezione come indicato sulla confezione e applicare entrambi gli elettrodi sulla parte superiore del corpo

Il partecipante inizia accendendo il dispositivo

Non appena viene stabilita la connessione con l'App, è possibile premere il pulsante Elettrodi e poi Step successivo sull'App se gli elettrodi non sono stati applicati correttamente. In questo modo il FEP+ TRAINER inizierà dal punto 1.

1. Controllare che il connettore degli elettrodi sia correttamente inserito nella macchina¹

L'istruttore deve confermare l'esecuzione corretta con il pulsante sul dispositivo o tramite l'applicazione Defi training

- L'istruttore conferma che la procedura di cui sopra è stata eseguita correttamente dal partecipante. In caso contrario, ripetere il punto 1 delle istruzioni. Dopo la terza ripetizione, le istruzioni passano al punto 8.
2. Non toccare il paziente; l'analisi sta per iniziare
 3. Non toccare il paziente; analisi in corso
 4. Scarica indicata
 5. Non toccare il paziente
 6. Premere adesso il pulsante arancione (se il pulsante di scarica non viene premuto entro 20 secondi, il dispositivo procede con il punto 8.)
 7. Scarica erogata
 8. Consigliare di eseguire compressioni toraciche, secondo la configurazione
 9. Ripetere fino alla prossima indicazione (l'indicazione successiva inizia al punto 2)
 - Dopo l'indicazione "scarica non indicata" (punto 4), il dispositivo procede con il punto 8.



Terminare il processo di rianimazione

- Per terminare il processo di rianimazione e mettere il dispositivo in modalità standby, premere il pulsante verde ON/OFF (premere 3 secondi).

1. Se **FEP+ TRAINER** inizia con il punto 8, verificare la configurazione; se inizia con il punto 2 impostare lo scenario su Predefinito nel menu **Impostazioni del dispositivo > Ripristinare scenario predefinito**.

3.2 Procedura di addestramento: defibrillazione automatica (AED)

i

- Le seguenti istruzioni sono conformi allo scenario "scarica consigliata" e successivamente "scarica non consigliata".
- A seconda della configurazione, il **FEP+ TRAINER** inizierà con il punto 1 o 11 (vedere il capitolo 2.1.2 Menu Inizia con analisi Si/No).
- Quando uno scenario è stato salvato con l'App, il **FEP+ TRAINER** salta dal punto 1 direttamente al punto 5, perché lo stato dell'elettrodo è impostato su elettrodo applicato.

- La seguente procedura del dispositivo deve essere verificata dall'istruttore:
 - chiamare il numero di emergenza
 - rimuovere gli abiti dalla parte superiore del corpo; tagliarli, se necessario
 - aprire la confezione degli elettrodi situata nella confezione del dispositivo strapandola
 - togliere la protezione come indicato sulla confezione e applicare entrambi gli elettrodi sulla parte superiore del corpo

Il partecipante inizia accendendo il dispositivo

Non appena viene stabilita la connessione con l'App, è possibile premere il pulsante degli elettrodi sull'App se gli elettrodi non sono stati applicati correttamente. In questo modo il FEP+ TRAINER procederà con il punto 2.

1. Verificare che il paziente non sia cosciente
2. Inserire ed applicare gli elettrodi (ripetuto 3 volte)
3. Controllare che il connettore degli elettrodi sia correttamente inserito nella macchina

L'istruttore deve confermare l'esecuzione corretta con il pulsante sul dispositivo o tramite l'applicazione Defi training



- L'istruttore conferma che la procedura di cui sopra è stata eseguita correttamente dal partecipante. In caso contrario, ripetere il punto 3 delle istruzioni. Dopo la terza ripetizione, le istruzioni passano al punto 10.
4. Verificare che il paziente non sia cosciente
 5. Non toccare il paziente; l'analisi sta per iniziare²
 6. Non toccare il paziente; analisi in corso
 7. Scarica indicata
 8. Attenzione! Scarica in erogazione
 9. 3-2-1
 10. Scarica erogata
 11. Consigliare di eseguire compressioni toraciche, secondo la configurazione³
 12. Ripetere fino alla prossima indicazione (l'indicazione successiva inizia al punto 4)
 - Dopo l'indicazione "scarica non indicata" (punto 7), il dispositivo procede con il punto 11.

Terminare il processo di rianimazione

- Per terminare il processo di rianimazione e mettere il dispositivo in modalità standby, premere il pulsante verde ON/OFF (premere 3 secondi).

2. Se **FEP+ TRAINER** procede dal punto 1 direttamente al punto 5, impostare lo scenario su Predefinito nel menu **Impostazioni del dispositivo > Ripristinare scenario predefinito**.
3. Se **FEP+ TRAINER** inizia con il punto 11, verificare la configurazione.

3.3 Procedura di addestramento modalità AED manuale



- La versione **FRED easyport plus** con l'opzione manuale è chiaramente identificata dall'involucro rosso. Se l'utente non attiva la modalità manuale, l'unità entrerà nella modalità semiautomatica.
- Il **FEP+ TRAINER** è disponibile solo con l'involucro grigio scuro e l'indicazione di premere contemporaneamente il pulsante di trasferimento dati (COM) e il pulsante di scarica non è riportata su questo involucro. È quindi necessario informare il partecipante a tale riguardo.
- Il dispositivo non può essere portato in modalità manuale durante il processo di defibrillazione (analisi, carica, erogazione della scarica).
- Per mettere nuovamente in funzione **FEP+ TRAINER** in modalità semiautomatica, si dovrà spegnerlo e riaccenderlo.
- A seconda della configurazione, il **FEP+ TRAINER** inizierà con il punto 1 o 8 (vedere il capitolo 2.1.2 Menu Inizia con analisi Sì/No).
- Quando uno scenario è stato salvato con l'App, il **FEP+ TRAINER** inizia con il punto 2, perché lo stato dell'elettrodo è impostato su elettrodo applicato.
- Le seguenti istruzioni sono conformi allo scenario "scarica consigliata" e successivamente due volte "scarica non consigliata". Gli scenari possono essere selezionati e salvati.
- La seguente procedura deve essere verificata dall'istruttore:
 - chiamare il numero di emergenza
 - utilizzare solo se il paziente non è cosciente
 - rimuovere gli abiti dalla parte superiore del corpo; tagliarli, se necessario
 - aprire la confezione degli elettrodi situata nella confezione del dispositivo strapandola
 - togliere la protezione come indicato sulla confezione e applicare entrambi gli elettrodi sulla parte superiore del corpo.

Il partecipante inizia accendendo il dispositivo

Non appena viene stabilita la connessione con l'App, è possibile premere il pulsante Elettrodi e poi Step successivo sull'App se gli elettrodi non sono stati applicati correttamente. In questo modo il FEP+ TRAINER inizierà dal punto 1.

→ *prima di applicare gli elettrodi al paziente (prima del punto 2), è possibile passare alla modalità manuale premendo contemporaneamente il pulsante Trasferimento dati (COM) e il pulsante Scarica. Premere il pulsante arancione (Scarica) per caricare l'energia. Erogare la scarica con il pulsante arancione (Scarica)*

1. Controllare che il connettore degli elettrodi sia correttamente inserito nella macchina⁴

L'istruttore deve confermare l'esecuzione corretta con il pulsante sul dispositivo o tramite l'applicazione De-fi training



→ L'istruttore conferma che la procedura di cui sopra è stata eseguita correttamente dal partecipante. In caso contrario, ripetere il punto 1 delle istruzioni. Dopo la terza ripetizione, le istruzioni passano al punto 8.

2. Non toccare il paziente; l'analisi sta per iniziare

3. Non toccare il paziente; analisi in corso

4. Scarica indicata

5. Non toccare il paziente

6. Premere adesso il pulsante arancione (se il pulsante di scarica non viene premuto entro 20 secondi, il dispositivo procede con il punto 8.)

4. Se **FEP+ TRAINER** inizia con il punto 8, verificare la configurazione; se inizia con il punto 2 impostare lo scenario su Predefinito nel menu **Impostazioni del dispositivo > Ripristinare scenario predefinito**.

7. Scarica erogata
 - Dopo il messaggio *scarica erogata/scarica non indicata* è possibile passare alla modalità manuale premendo contemporaneamente il pulsante *Trasferimento dati (COM)* e il pulsante *Scarica*.
8. Consigliare di eseguire compressioni toraciche, secondo la configurazione.
9. ripetere fino alla prossima indicazione (l'indicazione successiva inizia al punto 2)
 - Dopo l'indicazione "scarica non indicata" (punto 4), il dispositivo procede con il punto 8.

Terminare il processo di rianimazione

- Per terminare il processo di rianimazione e mettere il dispositivo in modalità standby, premere il pulsante verde ON/OFF (premere 3 secondi)


3.4 Formazione sulle compressioni toraciche (opzionale)



Questa formazione è disponibile solo con il sensore di feedback per CPR ARGUS LifePoint.



▲ L'addestramento con il sensore Argus LifePoint è consentito solo su un manichino.



Suggerimenti testuali e vocali per migliorare la qualità della CPR

Valore misurato dal sensore ARGUS LifePoint

Velocità metronomo [min]	Premere più rapidamente	CPR OK	Premere più lentamente
100	≤ 90	CPR OK	≥ 120
110	≤ 100	CPR OK	≥ 130
120	≤ 110	CPR OK	≥ 140

Profondità [mm]	Premere più profondamente	CPR OK	Premere meno profondamente
1-127	≤ 45	CPR OK	≥ 62

3.4.1 Impostazione del sensore





Gli elettrodi adesivi consigliati durante la CPR reale consentono di mantenere il sensore LifePoint in posizione. Il sensore non è sempre necessario per l'addestramento.


1. Collegare il cavo USB del LifePoint al connettore USB.
2. Accendere il dispositivo.




3. Applicare l'elettrodo adesivo sul torace del paziente e staccare la pellicola.
4. Collocare il LifePoint sul torace del paziente e avviare la CPR.




sensore tipo clessidra



5. Posizionare la mano sul sensore in modo che il tenar della mano (1) si trovi al centro del sensore.




sensore tipo clessidra



6. Iniziare la CPR e monitorare la qualità delle compressioni sul dispositivo e seguire le istruzioni fornite dal dispositivo (vedere la pagina precedente).

7. Le misurazioni visualizzate al centro dello schermo forniscono informazioni sulla qualità della CPR.



Per la velocità e la profondità sono impostati i seguenti limiti:

Velocità metronomo [/min]	+ veloce	- veloce
100	≤ 90	≥ 120
110	≤ 100	≥ 130
120	≤ 110	≥ 140

Profondità [mm]	Premere più profondamente	Premere meno profondamente
da 1 a 127	≤ 45	≥ 62

3.5 Accessori e materiali monouso



Rischio per le persone, danni alle apparecchiature — Utilizzare sempre parti di ricambio e materiali monouso SCHILLER oppure prodotti approvati da SCHILLER. La mancata osservanza di questo accorgimento può rappresentare un rischio per la vita e/o invalidare la garanzia.

Il rappresentante di zona dispone a magazzino di tutti gli accessori e i materiali di consumo necessari per **FRED easyport plus® TRAINER**. Per un elenco completo di tutti i rappresentanti SCHILLER, consultare il sito web SCHILLER (www.schiller.ch). In caso di difficoltà, contattare SCHILLER. Il nostro personale provvederà al trattamento dell'ordine e a fornire tutte le informazioni utili sui prodotti SCHILLER.

3.5.1 Informazioni per gli ordinativi

Dispositivi

N. ord.	Descrizione
3.940069	FRED easyport plus® TRAINER
2.230366/0-21-0019	1 cavo per elettrodi di addestramento riutilizzabile
2.230398/0-21-0031	1 elettrodo di addestramento

Accessori/Materiale di consumo

N. ord.	Descrizione
2.230325/0-21-0031	Set di 10 elettrodi di addestramento

Accessori opzionali

N. ord.	Descrizione
2.100860	Sensore di feedback per CPR di ARGUS LifePoint
2.100870	Sensore di feedback per CPR di ARGUS LifePoint (tipo clessidra)
2.100519	Elettrodi adesivi Sensore di feedback per CPR (5x)
2.310420	Adattatore USB A 90-90
2.156095	Borsa di trasporto rossa

3.5.2 Accessori richiesti


- Guida utente
- 1 set di elettrodi di addestramento
- 1 cavo per elettrodi di addestramento
- Batteria alcalina da 9V

3.6 Informazioni sullo smaltimento

3.6.1 Smaltimento delle batterie




- ▲ Pericolo di esplosione! Non bruciare la batteria, non esporla a temperature elevate e non smaltirla con i rifiuti domestici.
- ▲ Non esporre la batteria ad agenti chimici in grado di sciogliere l'ABS, il polipropilene, il policloruro di vinile, il nickel, il mylar o l'acciaio.
- ▲ Non tagliare, distruggere o incendiare la batteria.
- ▲ Pericolo di ustione da acidi! Non aprire, né riscaldare la batteria.



La batteria va smaltita in aree autorizzate a livello locale o rispedita a SCHILLER.

3.6.2 Smaltimento al termine del periodo di vita utile del dispositivo



Al termine della loro vita operativa, il dispositivo e i relativi accessori devono essere smaltiti in conformità con le normative locali. Ad esclusione delle batterie interne e ricaricabili, il dispositivo non contiene materiali pericolosi e può essere smaltito come qualsiasi altro apparecchio elettronico. In base alle leggi nazionali, la batteria deve essere smaltita presso un'apposita stazione di smaltimento dei rifiuti o restituita a SCHILLER.

In base alla legislazione europea, questo dispositivo è considerato come dispositivo di smaltimento elettronico. Può essere restituito al distributore o produttore dove verrà smaltito in conformità ai requisiti previsti dalla legge. Le spese di spedizione sono a carico del cliente. Al termine del periodo di vita utile, questa unità deve essere smaltita in un punto di raccolta o centro di riciclaggio locale autorizzato.

In assenza di un punto di raccolta o di riciclaggio autorizzato, spedire l'unità al distributore o al produttore. In questo modo si potrà collaborare al riciclaggio e ad altre forme di riutilizzo dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica obsoleta. Uno smaltimento improprio è dannoso sia per l'ambiente che per la salute dell'uomo, poiché le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze pericolose.

3.7 Risoluzione dei problemi

3.7.1 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili cause	Rimedio
Il LED ON/OFF LED è spento e non è possibile accendere il dispositivo.	• Batteria scarica o inserita con la polarità sbagliata.	→ Sostituire la batteria. → Inserire correttamente la batteria.
	• Dispositivo difettoso.	→ Far riparare il dispositivo.

3.8 Prevenzione delle interferenze elettromagnetiche



"Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti"

L'utente può contribuire a evitare interferenze elettromagnetiche rispettando la distanza minima tra i dispositivi **portatili** e gli apparecchi di telecomunicazione **mobile HF** (emittenti) e l'unità **FEP+ TRAINER**. La distanza minima di 0,3 m è stata testata in base allo standard IEC 60601-1-2 per un'ampia gamma di attrezzature di telecomunicazione, come indicato nella seguente tabella:

Sorgente HF Dispositivi di comunicazione wireless	Frequenza di trasmissione [MHz]	Frequenza di test [MHz]	Max. potenza P [W]	Distanza d [m]
Vari servizi radio (TETRA 400)	380-390	385	1,8	0,3
- Walkie-talkie (FRS) - Pronto intervento, polizia, vigili del fuoco, assistenza (GMRS)	430-470	450	2	0,3
LTE banda 13/17	704-787	710/745/780	0,2	0,3
- GSM800/900 - LTE banda 5 - Radiotelefono (microcellulare) CT1+, CT2, CT3	800-960	810/870/930	2	0,3
- GSM1800/1900 - DECT (radiotelefono) - LTE banda 1/3/4/25 - UMTS	1700-1990	1720/1845/1970	2	0,3
- Bluetooth, WLAN 802.11b/g/n - LTE banda 7 - RFID 2450 (transponder attivi e passivi e dispositivi di lettura)	2400-2570	2450	2	0,3
WLAN 802.11a/n	5100-5800	5240/5500/5785	0,2	0,3



- ▲ I dispositivi di telecomunicazione ad alta frequenza **portatili** non devono essere utilizzati entro un raggio di 0,3 metri dall'unità **FEP+ TRAINER** e dai suoi cavi.
- ▲ Non collocare l'unità **FEP+ TRAINER** sopra ad altri dispositivi elettrici/elettronici, ovvero mantenere una distanza sufficiente dagli altri dispositivi (inclusi i cavi paziente).

d = distanza minima raccomandata, in metri
P = potenza di trasmissione in watt

Per i dispositivi di telecomunicazione ad alta frequenza permanenti (ad es. radio e TV), la distanza consigliata può essere calcolata mediante la seguente formula:
 $d = 1.2 \times \sqrt{P}$ per 150 kHz a 800 MHz e $d = 2.3 \times \sqrt{P}$ per 800 MHz a 2,7 GHz

3.8.1 Misure per la prevenzione delle interferenze elettromagnetiche

Ulteriori misure per prevenire le interferenze elettromagnetiche:

L'utente può prevenire eventuali interferenze elettromagnetiche adottando le seguenti misure preventive:

- Aumentare la distanza dalla fonte di interferenza.
- Ruotare il dispositivo per cambiare l'angolo di radiazione.
- Utilizzare solo accessori originali (soprattutto cavi paziente)
- Il dispositivo non deve essere utilizzato in prossimità o sopra altre apparecchiature.



- ▲ L'assenza di interferenze, tuttavia, non è garantita per tutte le installazioni. Se **FEP+ TRAINER** causa interferenze, è possibile prevenirle spegnendo il dispositivo.

4 Dati tecnici









4.1 Dati di sistema



Prodotto da	SCHILLER
Nome dispositivo	FRED easyport plus® TRAINER
Dimensioni	46 x 150 x 143 mm (a x l x p)
Peso	Circa 0,44 kg con batteria
Classe di protezione dell'alloggiamento del dispositivo	IP44 (l'involucro è protetto contro l'ingresso di corpi solidi estranei di ≥ 1 mm e dagli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni)
Alimentazione	
Tensione con tipo di batteria	9V Batteria alcalina da 9V
Assorbimento di corrente	max. 3 W
Tempo di funzionamento	circa 3 ore, a seconda della qualità della batteria utilizzata.
Condizioni ambientali	
Dispositivo	
Funzionamento	<ul style="list-style-type: none">• da 0 a 40 °C a un'umidità relativa compresa tra 30 e 95% (senza condensa)• da 0 a 40 °C con la batteria inserita• Pressione atmosferica da 700 a 1060 hPa / da 0 a 3000 m
Conservazione a magazzino prima dell'uso	
Conservazione e trasporto	<ul style="list-style-type: none">• da -20 a 50 °C a un'umidità relativa compresa tra 30 e 95% (senza condensa)• Pressione atmosferica da 500 a 1060 hPa
Moduli	PAN1026
Bluetooth	
FCC ID	T7VPAN10
IC ID	216Q-PAN10
Standard di trasmissione	Versione Bluetooth BT 4.0 BR/LE
Intervallo di frequenza	2.402 - 2.480 MHz
Uscita di alimentazione max.	+4 dBm
Conformità	SCHILLER AG dichiara che il tipo di apparecchiatura radio del FRED easyport plus è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet (disponibile solo in inglese): https://www.schiller.ch/en/conformity







5 Appendice Simboli

Questa appendice elenca tutti i simboli generali che possono essere presenti sul dispositivo, sull'etichetta e sugli accessori. Non tutti i simboli elencati sono necessariamente presenti sul dispositivo.

Questa appendice ha un proprio numero di articolo, indipendente dal numero di articolo della guida utente.

	Identificazione del produttore
	Identificazione della data di produzione
	Identificazione del distributore
	Identificazione dell'importatore
MD	Dispositivo medico
SN	Numero di serie
REF	Numero di riferimento
LOT	Numero di lotto
GTIN	Global Trade Item Number
CAT	Numero di catalogo
QTY	Quantità
UDI	Unique device identification: identificazione univoca del dispositivo in modo automatizzato (mediante codice QR) e in chiaro (come numero) (ad esempio  (01) 0 761 3365 00210 2 (21)xxxx.xxxxxx)
	Numero di unità nella confezione
EC REP	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Organismo notificato (per esempio  0123 per l'organismo notificato TÜV SÜD)

	Marchio CE, attesta la conformità alle norme europee
	Marchio di conformità normativa per gli standard australiani
	il dispositivo è riciclabile
	Simbolo per l'identificazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il dispositivo non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici.
	Simbolo per l'identificazione di una batteria. La batteria non deve essere smaltita assieme ai rifiuti domestici.
	L'imballaggio è in polietilene a bassa densità ed è riciclabile.
	La legge federale statunitense limita il presente dispositivo alla vendita da o su ordine di un medico
	Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti. Per indicare che il dispositivo contiene un trasmettitore a radiofrequenza (RF) per trasmettere dati. (per esempio Bluetooth o WiFi)
	Include un modulo Bluetooth
	Non riutilizzare
	Senza lattice
	Data di scadenza (per batterie, elettrodi o altri materiali di consumo)
	Intervallo di temperatura rispettivamente per la conservazione o per il trasporto
	Intervallo di pressione rispettivamente per la conservazione o per il trasporto
	Intervallo di umidità rispettivamente per la conservazione o per il trasporto
	Consultare le istruzioni per l'uso (indica che l'utente deve consultare le istruzioni per l'uso)
	Utilizzare entro X giorni dall'apertura (elettrodi o altri materiali di consumo)

	<p>Mantenere all'asciutto/conservare in un luogo asciutto</p>
	<p>Tenere al riparo dalla luce solare diretta</p>
	<p>Fragile, maneggiare con cura</p>
	<p>Lato superiore (indica la posizione verticale corretta della confezione da trasporto)</p>
	<p>Non utilizzare ganci</p>
	<p>EIP = prodotto informatico elettronico (non contiene sostanze o elementi tossici e sostanze o elementi tossici e pericolosi al di sopra della concentrazione massima; il prodotto può essere riciclato e riutilizzato).</p>

